

Indagerm Ultra Desinfetante à base Quaternário de Amônio

EFICAZ CONTRA: SARS-CoV-2 (COVID-19)

LIMPEZA 2 EM 1 DESINFECÇÃO

DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO

Bactericida | Fungicida | Virucida

QUATERNÁRIO DE 5ª GERAÇÃO

Eficaz contra: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Vírus da Gripe em 1 minuto | Vírus da Hepatite B e C

Vírus Sincicial Respiratório | Rotavírus

PRONTO USO

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

EFICÁCIA COMPROVADA EM 40 MICRORGANISMOS

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL

PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO

EFICÁCIA COMPROVADA EM 3 MINUTOS DE TEMPO DE CONTATO

INDICAÇÃO:

Indagerm Ultra é um desinfetante pronto uso, a base de Quaternário de Amônio de 5ª geração, indicado para limpeza e desinfecção em um único procedimento, em estabelecimentos de assistência à saúde (Hospitais, Laboratórios e Clínicas), incluindo áreas críticas, com eficácia comprovada na eliminação de bactérias, fungos e vírus em 3 minutos. **FÓRMULA SEM CORANTE, SEM FRAGRÂNCIA E SEM ÁLCOOL. TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS. NÃO CORROSIVO PARA OS ARTIGOS.** Eficácia comprovada contra: Bactérias: *Acinetobacter baumannii*, *Bordetella bronchiseptica*, *Bordetella pertussis*, *Campylobacter jejuni*, *Enterococcus faecalis* Resist. à Vancomicina (VRE), *Enterococcus faecalis*, ESBL *Escherichia Coli*, *Escherichia coli*, *Escherichia coli* O157:H7, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella pneumoniae* Resistente à Carbapenem (CRE), *Listeria monocytogenes*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella enterica*, *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri* soro tipo 1B, *Shigella sonnei*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus aureus* resistente a Metecilina (MRSA), *Staphylococcus aureus* resistente a múltiplas drogas (CA-MRSA), *Staphylococcus aureus* resist. interm. Vancomicina (VISA), *Streptococcus pyogenes*, *Vibrio cholerae*, *Yersinia enterocolitica*. Vírus: Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), Vírus da Hepatite B, Vírus da Hepatite C, Vírus da Herpes Simples Tipo I, Vírus da Herpes Simples Tipo II, Coronavírus Humano cepa 229E, Vírus da Cinomose Canina (VCC), Vírus Sincicial respiratório, Rotavírus, Vírus Vaccinia, Vírus da doença de Newcastle, Vírus da AIDS (HIV-1) (1 min.), Influenza Tipo A / Hong Kong (1 min.). Fungos: *Trichophyton mentagrophytes* e *Candida albicans*.

COMPOSIÇÃO:

Ativo, Coadjuvante, Quelante, Álcool etoxilado e Veículo. **Princípio ativo:** Mistura de Quaternários de Amônio a 0,0868%.

MODO DE USO:

Limpeza e Desinfecção de Superfícies Fixas: Aplicar **Indagerm Ultra** puro, com auxílio de um pano ou mop sobre a superfície a ser tratada. Deixar em contato por 3 minutos. Não é necessário enxaguar. Não aplicar diretamente o produto nas superfícies dos eletroeletrônicos.

Desinfecção de Artigos não Críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Colocar os artigos no **Indagerm Ultra** puro, deixando imerso por 3 minutos. Retirar os artigos, enxaguar e secar.

ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário, utilizando luva e óculos de proteção.

INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.

Av. Saudade, 434 - Centro - Dores do Indaiá - MG - CEP: 35.610-000

Telefax: (37) 3551-2305 - CNPJ: 04.654.861/0001-44

site: www.indalabor.com.br - e-mail: indalabor@indalabor.com.br

ADVERTÊNCIAS:

Cuidado! Pode provocar irritação nos olhos, pele e mucosas. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos com a pele e roupas. Não misturar com outros produtos. Não utilizar para a desinfecção de alimentos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir, consulte um médico, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Em caso de emergência, contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS através do número 0800 014 8110.

APRESENTAÇÕES:

500mL Spray/Espuma - 15 FRASCOS DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;
750mL Spray/Espuma - 15 FRASCOS DE PLÁSTICO OPACO COM GATILHO + CAIXA DE PAPELÃO;
1L Spray/Espuma - 12 FRASCOS DE PLÁSTICO OPACO COM GATILHO + CAIXA DE PAPELÃO;
1L - 12 FRASCOS DE PLÁSTICO OPACO GOTEJADOR + CAIXA DE PAPELÃO;
5L - 4 GALÕES PLÁSTICO + CAIXA DE PAPELÃO.
20L - BOMBONA PLÁSTICA;

**Algumas apresentações, venda sob consulta.*

LOTE E VALIDADE:

LOTE/FABRICAÇÃO: Verificar corpo da embalagem. **VALIDADE: 24 MESES** após a data de fabricação.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:

FORMA FÍSICA: LÍQUIDO.
ODOR: CARACTERÍSTICO.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS:

DOSEAMENTO QUATERNÁRIO DE AMÔNIO: 0,07378-0,09982%
pH: 6,5 a 10,0.

REGISTRO ANVISA:

Indagerm Ultra - Desinfetante à base Quaternário de Amônio
Registro M. S.: Nº: 25351.706490/2020-54



EMPRESA CERTIFICADA PELA ANVISA
EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO